

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2022

ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**

Oznaczenie arkusza: **MS.02-01-22.01-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MS.02**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*

Rezultat 1: Algorytm czynności obowiązujących przy wykonaniu pozytywu gipsowego tułowia

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.

Zapisane:

1	wstawienie negatywu do pojemnika z piaskiem						
2	przygotowanie papki gipsowej z mieszaniny gipsu budowlanego z wodą						
3	zalanie negatywu papką gipsową						
4	włożenie do zalanego gipsu rury stalowej						
5	usunięcie negatywu z powierzchni pozytywu						
6	poprawienie ołówkiem kopiowym na pozytywie miejsc obciążenia, odciążenia oraz miejsc wrażliwych						
7	wykonanie wstępnej obróbki surowego pozytywu przy pomocy noża lub tarnika						
8	wykonanie nadlewów gipsowych w miejscach przeznaczonych do odciążenia oraz ujmowanie gipsu w miejscach do obciążenia						
9	wykonanie obróbki końcowej pozytywu siatką stalową						
10	talkowanie i suszenie pozytywu						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Schemat blokowy wykonania gorsetu typu Cheneau*Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*

Zapisane:

1	Analiza dokumentacji medycznej i wywiad z pacjentem						
2	Pobieranie miary						
3	Wykonanie negatywu						
4	Wykonanie pozytywu						
5	Formowanie gorsetu						
6	Obróbka wstępna						
7	Przymiarka na pacjencie						
8	Obróbka wykończeniowa gorsetu						
9	Montaż zapięć						
10	Wydanie gorsetu wraz z instruktażem eksploatacji i konserwacji						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Negatyw gipsowy

1	Negatyw jest szczelny, uszczelniony od dołu						
2	Negatyw obejmuje model anatomiczny powyżej obojczyków oraz poniżej linii pośladków na wysokości krętarzy większych kości udowej						
3	Krawędź górna negatywu jest wzmocniona dodatkową opaską gipsową						
4	Negatyw jest wygładzony wewnątrz						
5	Przednia strona negatywu w miejscu przecięcia zaklejona jest opaską gipsową, tak aby jego krawędzie nie rozchodziły się						
6	Negatyw jest domodelowany w okolicy talii						
7	Negatyw jest domodelowany w okolicach dolnych żeber						
8	Negatyw jest domodelowany na wysokości kolców biodrowych przednich górnych						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie negatywu gipsowego

Zdający:

1	model anatomiczny owinął folią stretch, gładko bez zmarszczek						
2	zaznaczył ołówkiem kopiowym na modelu anatomicznym miejsca przeznaczone do odciążenia i dociążenia						
3	przyłożył pasek polipropylenu na przednią powierzchnię tułowia						
4	owinął model anatomiczny przynajmniej dwiema warstwami namoczonych opasek gipsowych, ruchem okrężnym na zakładkę tak, że jedna warstwa obwoju zachodzi na drugą w połowie						
5	wymodelował zwężenie w negatywie obejmując chwytem widłowym kciuka i palca wskazującego model anatomiczny w okolicy talii i na wysokości kolców biodrowych przednich górnych						
6	odczekał aż opaski wyschną, a następnie zaznaczył kopiowym ołówkiem linię cięcia wzdłuż której należy przeciąć negatyw oraz oznaczył linie poziome służące prawidłowemu sklejeniu negatywu						
7	zjął przecięty negatyw i skleił go opaską gipsową w taki sposób, aby linie poziome połączyły się						
8	zaimpregnował wnętrze negatywu roztworem mydła z wodą						
9	poprawił markerem/ołówkiem kopiowym miejsca odciążenia i dociążenia na wewnętrznej stronie negatywu						
10	stosował zasady BHP (pracował w rękawiczkach i fartuchu ochronnym, bezpiecznie posługiwał się nożem podczas rozcinania negatywu)						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis