



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych**

Oznaczenie arkusza: **R.10-01-17.06**

Oznaczenie kwalifikacji: **R.10**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Numer stanowiska							
Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił									
Rezultat 1: Rozmaz krwi (patrz zdjęcia w instrukcji dla egzaminatora)									
1	na szkiełku podstawowym widać smugę, która ma jeden koniec jaśniejszy, a drugi ciemniejszy (preparat najlepiej obejrzeć na tle białej kartki papieru)								
2	rozmaz zajmuje minimum 2/3 długości szkiełka								
3	rozmaz jest cienki i przezierny na całej długości, można przez niego odczytać druk gazetowy								
4	rozmaz stanowi jedno pasmo, jest jednolity, bez fal i załamań, nie jest poszarpany								
5	rozmaz jest odpowiednio cienki (w obrazie mikroskopowym widoczne są pojedyncze krwinki)								
6	rozmaz jest wyraźnie zabarwiony (w obrazie mikroskopowym widoczne są odpowiednie kolory krwinek – kolory krwinek są podane w „Wynikach barwienia” w wytycznych dla OE)								
Rezultat 2: Mikroskop przygotowany do przeglądania rozmazu									
1	włączona żarówka lub ustawione światło w mikroskopie								
2	szkiełko umieszczone na stoliku mikroskopu								
3	położona na rozmaz kropla olejku imersyjnego								
4	ustawiony obiektyw imersyjny 100 x								
5	ustawiona ostrość w mikroskopie (widać ostro krwinki)								

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Test na obecność antygeny bakteryjnego

1	wyjęta z opakowania kasetka z testem, na której widać ślady użycia (np. w okienku ślad krwi)						
2	płytką testową nie jest zalana zbyt dużą ilością krwi (krew wsiąkła i nie pływa w okienku)						
3	obecna (widoczna) linia kontrolna w okienku testu (na wysokości litery C)						

Rezultat 4: Wynik badania laboratoryjnego

1	Miejscowość wpisane: dowolna nazwa miejscowości						
2	Data – wpisana data						
3	Podmiot zlecający – wpisane: Przychodnia Weterynaryjna AS						
4	Podmiot zlecający – wpisane: lek. wet. Jan Kowalski lub Przychodnia Weterynaryjna „AS”						
5	Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia – wpisane: Wojciech Nowak						
6	Gatunek zwierzęcia – wpisane: pies						
7	Nazwa zwierzęcia – wpisane: Diament						
8	Rodzaj materiału – wpisane: krew						
9	Kierunek badania – wpisane: Anaplasma						
10	Wynik – wpisany wynik zgodny z wynikiem testu: pozytywny (druga kreska) lub negatywny (brak drugiej kreski)						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie rozmazu (patrz zdjęcia w instrukcji dla egzaminatora)

1	2 szkiełka (przynajmniej 1 ze szlifowanym brzegiem) odtłuścił w spirytusie						
2	naniósł kroplę krwi blisko krótszej krawędzi szkiełka						
3	przyłożył drugie szkiełko pod kątem ok.30 - 45 stopni i wykonał rozmaz						
4	wysuszył rozmaz (suszył przez 2-5 minut)						
5	zanurzył rozmaz w roztworze utrwalacza na 5 sekund (5 x 1 sekunda)						
6	zanurzył rozmaz w roztworze barwiącym I (czerwony) na 5 sekund (5 x 1 sekunda)						
7	zanurzył rozmaz w roztworze barwiącym II (niebieski) na 5 sekund (5 x 1 sekunda)						
8	opłukał rozmaz w wodzie destylowanej						
9	wysuszył rozmaz (suszył na powietrzu do 10 minut)						
10	prace wykonywał w ubraniu ochronnym i rękawiczkach						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis