



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**
Oznaczenie arkusza: **Z.17-01-18.06**
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.17**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						
<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>						
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny						
Rezultat 1. Modele - roboczy i przeciwstawny - umocowane w artykulatorze						
1	Modele zostały umocowane w artykulatorze					
2	Modele kontaktują się ze sobą w maksymalnym zaguzkowaniu					
3	Płaszczyzna zgryzowa modeli jest równoległa do podłoża/do oznaczenia płaszczyzny zwarcia w artykulatorze (gumka)					
4	Punkt sieczny modeli pokrywa się z płaszczyzną strzałkową					
5	Bolec podpierający jest zablokowany w górnej części artykulatora					
6	Przy maksymalnym zaguzkowaniu modeli bolec podpierający styka się z talerzem prowadzenia siecznego					
7	Oś symetrii artykulatora pokrywa się z linią szwu podniebiennego na modelu					
8	Zachowana jest zasada trójkąta Bonvilla (trójkąt równoboczny między dolnymi 1/1 i wyrostkami kłykciowymi prawym i lewym) / prawidłowe wysunięcie modeli w płaszczyźnie przednio-tylnej					
9	Podstawa mikromodelu jest wolna od gipsu z zapewnionym dostępem do pinu					
10	Nadmiar gipsu został usunięty z modeli i artykulatora					

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Wycięty segment modelu dzielonego oraz woskowy wzorzec wkładu koronowego na zębie 16

1	Ściany segmentu modelu dzielonego są opracowane równolegle lub lekko zbieżnie w kierunku podstawy						
2	Zasięg wkładu jest zgodny z granicą preparacji ubytku						
3	Wkład kontaktuje punktowo (nie ma przylegania na całej powierzchni) z zębem przeciwnym i nie zaburza zwarcia						
4	Wkład odtwarza brakujący fragment korony zęba 16 i jest podobny do zęba jednoimiennego po drugiej stronie łuku zębowego						
5	Wkład odbudowuje miejsce styczne z zębem 15						
6	Obrzeże wkładu szczelnie przylega do ubytku						
7	Powierzchnia wkładu gładko przechodzi w powierzchnię modelu						
8	Wkład wyjmuje się oraz stabilnie utrzymuje się w ubytku						
9	Wkład od wewnątrz jest gładki, bez braków woskowych						
10	Powierzchnia woskowa wkładu jest wygładzona						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wycięcie segmentu modelu dzielonego i przygotowanie powierzchni modeli do mocowania w artykulatorze

Zdający:

1	wycinał segment modelu dzielonego za pomocą piły elektrycznej						
2	podczas wycinania i opracowywania segmentu używał maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych lub przyłbicy						
3	posługiwał się urządzeniem w sposób bezpieczny i sprawnie						
4	uwolnił i oczyścił segment modelu dzielonego						
5	oczyścił stanowisko pracy z resztek gipsu przed rozpoczęciem modelowania						
6	zbruźdzał nożem do gipsu podstawy modeli gipsowych						
7	zwilżył modele gipsowe wodą						
8	złożył ze sobą modele gipsowe w zgryzie i punktowo skleił woskiem lub założył/rozciągnął na artykulatorze gumkę						

Numer
stanowiska

Przebieg 2. Mocowanie modeli w artykulatorze (przygotowanie masy gipsowej i mocowanie modeli)

Zdający:

1	wlał zimną wodę do gumowej miski w wystarczającej ilości (nie dolewał wody w czasie mieszania)						
2	sypał gips małymi porcjami przy użyciu łopatki (mieszadła) ruchem rozsiewającym						
3	mieszał gips przy użyciu łopatki (mieszadła) ruchem rozcierającym						
4	uzyskał konsystencje gęstej śmietany						
5	nałożył łopatką (mieszadłem) rozrobiony gips na dolne ramię artykulatora						
6	ustawił złożone modele na dolnym ramieniu artykulatora tak, aby ich powierzchnia zwarciowa była równoległa do podłoża						
7	nałożył rozrobiony gips na podstawę modelu górnego i docisnął górne ramię artykulatora						
8	zebrał nadmiary gipsu						
9	uporządkował stanowisko po zakończeniu mocowania modeli w artykulatorze						

Numer
stanowiska

Przebieg 3. Wykonanie woskowego wzorca wkładu koronowego

Zdający:

1	zarysował ołówkiem granicę preparacji						
2	zaizolował spreparowany ząb, zęby sąsiadujące i antagonistyczne						
3	modelował wkład koronowy przy użyciu wosku odlewowego						
4	podczas pracy utrzymywał palnik w bezpiecznej odległości						
5	uporządkował stanowisko po zakończeniu pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis