

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**

Numer zadania: **01**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Miejsce na naklejkę
z numerem PESEL i z kodem
ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.20-01-15.01

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - symbol cyfrowy zawodu,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Z narzędzi znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym skompletuj zestaw do szycia dla Poradni chirurgicznej, zgodnie ze spisem:

- pęseta chirurgiczna – 1szt
- imadło – 1szt
- nożyczki do obcinania nici – 1szt

Wypełnij Kartę przygotowania zestawu do szycia do sterylizacji.

Przygotuj zestaw do szycia do sterylizacji.

Wykonaj konserwację narzędzi. Zestaw do szycia ułóż na tacy narzędziowej, następnie zapakuj w papier krepowy techniką skośną.

Gotowość do wykonania konserwacji narzędzi oraz pakietu zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki.

Konserwację narzędzi oraz pakowanie zestawu wykonaj w obecności egzaminatora na stanowisku wskazanym przez Przewodniczącego ZNCP.

Wykonany pakiet pozostaw w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego ZNCP.

Wypełnij oraz wytnij Etykietę zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Za datę sterylizacji przyjmij datę egzaminu. Etykietę przyklej do pakietu za pomocą 2÷3 cm taśmy bez wskaźnika. Uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- Karta przygotowania zestawu do szycia do sterylizacji,
- Etykieta,
- pakiet z zestawem do szycia

oraz przebieg przygotowania zestawu do szycia do sterylizacji (konserwacja narzędzi oraz wykonanie pakietu).

Karta przygotowania zestawu do szycia do sterylizacji*

Nazwa zestawu			
Konserwacja narzędzi – wpisz TAK lub NIE	Pęseta chirurgiczna:	Imadło:	Nożyczki do obcinania nici:
Pakowanie	Dwie warstwy papieru krepowego		
Kontrola sterylizacji pakietu wskaźnikiem chemicznym – wypisz nazwy i klasy wszystkich wskaźników, które można umieścić w przygotowanym pakiecie**			
Metody sterylizacji – wypisz wszystkie metody, którymi można wysterylizować przygotowany pakiet			
Parametry sterylizacji parowej	Temp.121°C	Czas:.....minut	
Parametry sterylizacji parowej	Temp.134°C	Czas:.....minut	
Kontrola cyklu sterylizacji wskaźnikiem chemicznym w PCD – wpisz nazwę i klasę testu**			
Kontrola cyklu sterylizacji wskaźnikiem biologicznym – wpisz TAK lub NIE	Wskaźnik o szybkim odczycie:	Sporal S:	

*uzupełnij tylko brakujące (wykropkowane) pola

** zgodnie z normą

Etykieta*

Nr sterylizatora/Nr cyklu	Nr 1, Nr 5
Podpis osoby pakującej	XXXXXXXXXXXX

*do wycięcia z arkusza egzaminacyjnego

* wpisz pozostałe dane pozwalające na identyfikację pakietu