



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**
Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-16.05**
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Karta dekontaminacji wyrobów medycznych

1	W kolumnie Nazwa i ilość wyrobów medycznych – brak zapisu: Sonda Sengstakena-Blakemore'a – 1 szt.						
2	W kolumnie Nazwa i ilość wyrobów medycznych – brak zapisu: Maski krtaniowa – 1 szt.						
3	W kolumnie Nazwa i ilość wyrobów medycznych wpisane: Kolonoskop – 1 szt.						
4	W kolumnie Nazwa i ilość wyrobów medycznych wpisane: Kleszcze biopsyjne – 3 szt.						
5	W kolumnie Metoda oraz technika dezynfekcji właściwej w wierszu Kolonoskop wpisane: chemiczna i/lub manualna (lub ręczna); przez zanurzenie						
6	W kolumnie Metoda oraz technika dezynfekcji właściwej w wierszu Wiertarka ortopedyczna bez nasadek – brak zapisu: przez zanurzenie						
7	W kolumnie Metoda oraz technika dezynfekcji właściwej w żadnym wierszu – brak zapisu: dezynfekcja termiczna i/lub maszynowa (lub automatyczna)						
8	W kolumnie Metoda oraz temperatura sterylizacji w wierszu Kolonoskop – brak zapisu: plazmowa ani tlenek etylenu ani formaldehydowa						
9	W kolumnie Metoda oraz temperatura sterylizacji w wierszu Ustnik wpisane: para wodna/121°C						
10	W kolumnie Metoda oraz temperatura sterylizacji w wierszach Wiertarka ortopedyczna bez nasadek, Fartuch operacyjny wpisane: para wodna/121°C i/lub inna wyższa temperatura						

Rezultat 2. Etykieta

1	W wierszu Data sterylizacji pakietu wpisane: data egzaminu						
2	W wierszu Data ważności pakietu wpisane: 3 tygodnie od daty egzaminu						
3	W wierszu Zawartość pakietu wpisane: Fartuchy operacyjne – 2 sztuki						
4	W wierszu Nazwa oddziału wpisane: Blok Porodowy						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Pakiet z fartuchami operacyjnymi.*Uwaga: Zdający gotowy pakiet pozostawi w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego ZN.*

1	Pakiet wykonany jest techniką pakowania skośnego						
2	Pozostawiony jest wystający róg papieru krepowego						
3	Pakiet zaklejony jest taśmą ze wskaźnikiem sterylizacji parowej oraz taśmą bez wskaźnika (neutralną)						
4	Pakiet zaklejony jest taśmą po obu stronach wystającego rogu						
5	Wystający róg papieru krepowego znajduje się po środku brzegu pakietu, nie jest przesunięty zdecydowanie w lewą lub prawą stronę – ocena wzrokowa						
6	Na pakiecie przyklejona jest taśmą bez wskaźnika wypełniona etykieta						

Przebieg 1. Wykonanie pakietu z fartuchami operacyjnymi*Uwaga: Zdający gotowość do wykonania pakietu sygnalizuje przez podniesienie ręki Przewodniczącemu ZN, który kieruje kolejno zdających do stanowiska. Pakowanie fartuchów operacyjnych nie może być obserwowane przez pozostałych zdających.*

1	Zdający przystąpił do dezynfekcji bez żadnej biżuterii na rękach; nie miał polakierowanych ani sztucznych paznokci						
2	Zdający wcierał preparat dezynfekcyjny w suche ręce, wykonał 6 etapów dezynfekcji techniką Ayliffe'a, w ostatnim etapie wykonał okrężne pocieranie opuszków palców prawej dłoni w zagłębieniu dłoni lewej (zmienił ręce)						
3	Zdający założył czepek						
4	Zdający rozłożył na blacie stołu dwa arkusze papieru krepowego: jeden biały oraz jeden zielony						
5	Zdający umieścił dwa fartuchy operacyjne po przekątnej, po środku rozwiniętych dwóch arkuszy papieru krepowego						
6	Zdający umieścił w pakiecie wskaźnik chemiczny klasy 5						
7	Zdający po zapakowaniu dwóch fartuchów operacyjnych w pierwszą warstwę papieru krepowego obrócił pakiet o 180°						
8	Zdający zapakował pakiet obrócony o 180° w drugą warstwę papieru krepowego w innym kolorze						
9	Zdający uporządkował stanowisko pracy, poukładał materiały eksploatacyjne: taśmy do zaklejania pakietu, papier krepowy; nie pozostawił na blacie odpadów z taśmy, papieru; czepek wyrzucił do pojemnika na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis