



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Oznaczenie arkusza: **MED.01-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny						
Rezultat 1: Stanowisko pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej przygotowane do pracy <i>Egzaminator dokonuje oceny bezpośrednio przed oceną przebiegu 1.</i>						
Na indywidualnym stanowisku pracy/asystorze znajdują się:						
1	środki ochrony indywidualnej dla lekarza: rękawiczki ochronne jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica					
2	środki ochrony indywidualnej dla asystentki: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica					
3	środki ochrony indywidualnej dla pacjenta: kubek jednorazowy, końcówka ślinociągu, jednorazowa serweta ochronna, jednorazowa ochrona na zagłówek jednorazowy, wkład do spluwaczki					
4	na tacce metalowej: instrumenty zestawu diagnostycznego ułożone końcówkami pracującymi w jednym kierunku, gaziki sterylne					
5	na tacce metalowej: kleszcze Tomesa-Bertena do trzonowców trzecich górnych, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta					
6	zestaw do znieczulenia: jałowe igły (do pobrania leku i do iniekcji), gazik nasączony alkoholem do dezynfekcji ampułki					
7	zestaw do znieczulenia: strzykawka jednorazowa typu Luer, ampułka ze środkiem znieczulającym 2% Lignocainum hydrochloricum cum noradrenalino i pojemnik twardościenny					
Rezultat 2: Karta pacjenta <i>Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.</i>						
Wpisane:						
1	Diagram zębowy: 16, 26, 36, 46, 31, 41 - wpisane W; 14, 24 - brak zęba (-); 28 - wpisane V					
2	Data: data egzaminu Ząb: 28					
3	Zabiegi, leki, zalecenia: Ekstrakcja zęba w znieczuleniu 2% Lignocainum hydrochloricum cum noradrenalino					
4	Zabiegi, leki, zalecenia: Ranę zaopatrzone/założono opatrunek					
5	Zabiegi, leki, zalecenia: Przekazano zalecenia poekstrakcyjne dla pacjenta					

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi zakaźnymi ostrymi						
Wpisane:						
1	KOD: 18 01 03					
2	Perfect-dent, Gabinet stomatologiczny, ul. Szeroka 2, 33-500 Wisła					
3	REGON: 95200100					
4	Nr księgi rejestrowej: 56412345					
5	Data i godzina otwarcia pojemnika: data i godzina w trakcie trwania egzaminu					
6	Data i godzina zamknięcia pojemnika: data i godzina w trakcie trwania egzaminu <i>Uwaga. Godzina zamknięcia późniejsza niż godzina otwarcia.</i>					
7	Podpis: PESEL zdającego					
Rezultat 4: Zalecenia po zabiegu ekstrakcji zęba						
<i>Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.</i>						
Wpisane:						
1	nie jeść/ nie pić przez 2 godziny po zabiegu					
2	nie płukać jamy ustnej w dniu zabiegu					
3	przygryzać tampon przez 20-30 minut po zabiegu					
4	stosować zimne okłady/ nie nagrzewać okolicy zabiegu					
5	unikać wysiłku fizycznego/ w przypadku bólu zażyć lek przeciwbólowy					

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

1	W czerwonym worku znajdują się: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, wkład do spluwaczki, ochraniacz na zagłówek, serweta ochronna, kubek jednorazowy, końcówka ślinociągu, gaziki użyte gaziki, gazik nasączony alkoholem do dezynfekcji ampułki, strzykawka						
2	W niebieskim worku znajdują się: opakowania papierowo-foliowe po narzędziach						
3	W pojemniku twardościennym znajdują się: igły, ampułka po znieczuleniu						
4	Stanowisko czyste, bez pozostałości po użytym leku, resztek materiałów						

Przebieg 1: Przygotowanie znieczulenia nasiękowego w strzykawce jednorazowej

Zdający zasygnalizuje gotowość przez podniesienie ręki. Egzaminator dokonuje oceny przygotowanego stanowiska pracy rezultat 1, a następnie przygotowanie znieczulenia

Zdający:

1	umył i zdezynfekował ręce techniką Ayliffe'a przed przystąpieniem do przygotowania znieczulenia i założył środki ochrony indywidualnej: maseczkę i okulary/przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe						
2	zdezynfekował ampułkę ze środkiem znieczulającym gazikiem nasączonym alkoholem i odłamał szyjkę ampułki						
3	wyjął strzykawkę jednorazową z opakowania, oddzielając folię od papieru; uwolnił igłę do pobrania znieczulenia z opakowania, oddzielając folię od papieru; odsłoniętą nasadę igły połączył ze strzykawką						
4	trzymał ampułkę z lekiem jedną ręką, drugą strzykawkę z nałożoną igłą, następnie jednym ruchem włożył igłę do wnętrza ampułki, a igłą nie dotknął zewnętrznej ścianki ampułki						
5	odciągnął tłok strzykawki po włożeniu igły do ampułki i opróżnił ampułkę						
6	wyjął igłę z ampułki, metodą jednoręczną nałożył nasadkę na igłę do pobrania leku, odłożył strzykawkę na tackę; uwolnił z opakowania igłę 0,5 x 25 mm do znieczulenia nasiękowego, następnie połączył ją stabilnie ze strzykawką pozbawioną pierwszej igły						
7	trzymał pionowo strzykawkę igłą do góry, wysunął tłok, aż do usunięcia powietrza z kroplą płynu (leku) ze strzykawki						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przygotowanie narzędzi do sterylizacji <i>Zdający zasygnalizuje gotowość przez podniesienie ręki</i>						
Zdający:						
1	założył środki ochrony indywidualnej przed przystąpieniem do mycia narzędzi - rękawice jednorazowe/gospodarcze, maseczkę, okulary ochronne/przyłbicę, fartuch foliowy					
2	przy pomocy szczoteczki nylonowej umył narzędzia pojedynczo pod bieżącą wodą					
3	użył do ostatniego płukania narzędzi wody destylowanej					
4	wyłożył narzędzia do osuszenia na papierowy ręcznik					
5	umieścił wysuszone narzędzia pojedynczo w torebkach papierowo-foliowych <i>Uwaga. Dopuszcza się zapakowanie zestawu diagnostycznego na tacce lub bez tacki w jednej torebce.</i>					
6	umieścił wewnątrz każdego pakietu wskaźnik chemiczny do kontroli procesu sterylizacji					
7	umieścił narzędzia częściami pracującymi skierowanymi do skrzydełek opakowania					
8	opisał każdy pakiet na wolnych brzegach skrzydełek swoim numerem PESEL i datą egzaminu					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis