

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

Oznaczenie arkusza: **MS.14-01-18.06**

Oznaczenie kwalifikacji: **MS.14**

Numer zadania: **01**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Przygotowane stanowisko lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej

Dokonać oceny bezpośrednio przed oceną Przebiegu 2.

Na asystorze znajdują się:

1	środki ochrony indywidualnej dla lekarza: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary lub przyłbica						
2	środki ochrony indywidualnej dla pacjenta: serweta ochronna, osłona na zagłówek, jednorazowy wkład do spluwaczki, kubek jednorazowy						
3	środki ochrony indywidualnej dla asystentki stomatologicznej: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary lub przyłbica						
4	na plastikowej tacce: zestaw diagnostyczny (lusterko, pęseta stomatologiczna, zgłębnik), pasek wosku modelowego na kęsek zgryzowy						
5	przygotowana łyżka standardowa górna do braków częściowych (nie skrzydłowych)						
6	przygotowane do zabiegu: gumowa miska, łopatka plastikowa/ metalowa, masa alginatowa, miarka do odmierzania wody i miarka do odmierzania proszku						
7	woreczek strunowy						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Dokumentacja medyczna*Dopuszczalne są sformułowania równoznaczne***Karta pacjenta**

1	Wpisana data: data egzaminu						
2	Wpisane rozpoznanie: Braki zębowe 16-13, 25-27						
3	Wpisane wykonane zabiegi, badania dodatkowe, zalecenia i inne: pobranie wycisku anatomicznego szczęki oraz kęsa zgryzowego w celu wykonania protezy osiadającej częściowej górnej						

Metryczka na pojemnik dezynfekcyjny dużych narzędzi

4	Wpisana nazwa środka: Stabimed Wpisane stężenie: 2% Wpisany czas ekspozycji: 1 godzina/h Wpisane data i godzina sporządzenia: data egzaminu, dowolna godzina						
5	Wpisana ilość wody: 2940 ml Wpisana ilość koncentratu: 60 ml						

Karta laboratoryjna

6	Wpisane nazwisko i imię pacjenta: Józefa Mnich Wpisany adres: ul. Robotnicza 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza Wpisany PESEL: 63030211092 Wpisany rodzaj pracy protetycznej: Proteza osiadająca częściowa górna						
7	Wpisana data wizyty: data egzaminu						
8	Wpisany etap pracy laboratoryjnej: Proteza woskowa górna						

Termin następnej wizyty

9	Wpisany cel: przymiarka protezy woskowej górnej Wpisana data: + 10 dni od daty egzaminu						
---	--	--	--	--	--	--	--

Metryczka na odpady medyczne skażone

10	Wpisana nazwa i adres gabinetu: Poradnia Protetyczna, ul. Wieczorka 2b, 41-210 Sosnowiec Wpisana data otwarcia i zamknięcia worka: data egzaminu Wpisany kod odpadów: 18 01 03						
----	--	--	--	--	--	--	--

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

1	Zestaw diagnostyczny jest zanurzony w roztworze dezynfekcyjnym do narzędzi w szczelnie zamkniętej waniencie						
2	W czerwonym worku znajdują się: rękawiczki jednorazowe, serweta ochronna, osłona na zagłówek, wkład do miski spluwaczki, kubek jednorazowy, maseczki jednorazowe						
3	W niebieskim worku znajdują się: opakowania papierowo-foliowe						
4	Okulary/przyłbica leżą na asystorze						
5	Asystor czysty z pozostawionym na nim wyciskiem w worku strunowym						

Przebieg 1. Przygotowanie płynu dezynfekcyjnego do dużych narzędzi

Zdający zasygnalizuje gotowość przez podniesienie ręki z kartką z napisem PŁYN. Po podejściu do zdającego wydać polecenie „Proszę wykonać”

Zdający:

1	przed przystąpieniem do pracy umył higienicznie ręce						
2	sporządził roztwór ubrany w fartuch foliowy, maseczkę, okulary/przyłbicę, rękawiczki winylowe/ gumowe/ gospodarcze						
3	w trakcie sporządzania roztworu do dezynfekcji narzędzi korzystał z miarek						
4	podczas sporządzania roztworu do dezynfekcji narzędzi zachował kolejność: wlał odmierzoną ilość wody, dodał odpowiednią ilość koncentratu środka dezynfekcyjnego, zamieszał roztwór i zakrył szczelnie pojemnik						

Numer
stanowiska

Przebieg 2. Wykonanie masy alginatowej

Zdający zasygnalizuje gotowość przez podniesienie ręki. Po podejściu do Zdającego należy ocenić Rezultat 1, a następnie wydać polecenie wykonania zabiegu „Proszę wykonać zabieg”.

Zdający:

1	korzystał z miarek do odmierzania wody i proszku						
2	stosował kolejność wykonania masy: najpierw wlał wodę, a następnie wysypał proszek						
3	mieszał składniki, rozcierał o krawędzie miski łąpatką plastikową/metalową do mas						
4	mieszając nie pozostawiał suchej masy na krawędziach i na dnie miski						
5	nakładał masę na łyżkę wyciskową przed związaniem						
6	równomiernie rozprowadził łąpatką masę wyciskową znajdującą się na łyżce wyciskowej						
7	po związaniu masy opłukał wycisk i zdezynfekował go						
8	umieścił wilgotny wycisk w torebce strunowej bez dodatków i zamknął szczelnie torebkę						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis