



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia**

Oznaczenie arkusza: **Z.14-01-15.08**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.14**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1. Przygotowane stanowisko pracy higienistki stomatologicznej***Zdający zgłosi gotowe stanowisko do oceny przez podniesienie ręki*

1	Przygotowane worki na odpady medyczne skażone – czerwony i medyczne pozostałe – niebieski							
2	Środki ochrony indywidualnej przygotowane dla higienistki: – rękawiczki jednorazowe – maseczka i okulary lub przyłbica							
3	Środki ochrony indywidualnej przygotowane dla pacjenta: – jednorazowa serweta ochronna – kubek jednorazowy – końcówka ślinociągu – jednorazowa osłona na zagłówek – jednorazowy wkład do sopluchki							
4	Na tacy jednorazowej ułożone: – zestaw diagnostyczny (lusterko, zgłębnik, pęseta) – wałeczki ligniny							
5	Na stanowisku pracy są przygotowane: – wytrawiacz z aplikatorem – lak szczelinowy z aplikatorem – kalka zgryzowa – lampa polimeryzacyjna (rysunek/zdjęcie/napis)							

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Opis techniki lakowania zęba (zapis w brzmieniu analogicznym, ważne elementy i kolejność)

1	Oczyścić pastą przy pomocy szczoteczki						
2	Powierzchnie zęba opłukać i osuszyć						
3	Ząb odizolować od dostępu śliny						
4	Nałożyć wytrawiacz na bruzdy / powierzchnie zęba, które będą lakowane						
5	Wytrawiacz pozostawić na zębie przez 30 – 60 sekund, następnie spłukać silnym strumieniem wody /obficie wodą, ząb osuszyć						
6	Pokryć wytrawione miejsca lakiem szczelinowym aplikatorem/zgłębnikiem i naświetlać 30 sekund						
7	Sprawdzić okluzję i lak dopasować w zgryzie						

Rezultat 3. Dokumentacja medyczna – wkładka do karty choroby poradni stomatologicznej

1	Zapisana data zabiegu: DATA EGZAMINU						
2	Wpisany numer zalakowanego zęba: 37						
3	Zapisane rozpoznanie: ząb zakwalifikowany do lakowania/wskazanie do lakowania						
4	Zapisany zabieg i użyty do lakowania preparat: lakowanie zęba lakiem szczelinowym ARKONA Polska						
5	Zapisane zalecenia: kontrola laku za 6 miesięcy. W przypadku uszkodzenia laku jego uzupełnienie						
6	Złożony podpis: numer PESEL zdającego						

Numer
stanowiska

Rezultat 4. Metryczka na płyn dezynfekcyjny do dużych narzędzi oraz obliczenia

1	Wpisana obliczona ilość wody: 1990 ml						
2	Wpisana obliczona ilość koncentratu: 10 ml						
3	Wypełniona metryczka informacyjna na pojemnik z roztworem dezynfekcyjnym w arkuszu egzaminacyjnym – wpisane: – rodzaj środka: Aniosyme DD1 – stężenie: 0,5% – czas ekspozycji/działania: 5 minut						
4	Wypełniona metryczka informacyjna na pojemnik z roztworem dezynfekcyjnym w arkuszu egzaminacyjnym – wpisane: – data sporządzenia: data egzaminu – podpis: PESEL						

Rezultat 5. Stanowisko pracy po zabiegu

1	Narzędzia zanurzone w roztworze płynu dezynfekcyjnego, przestrzegane całkowite ich zanurzenie						
2	Szczelnie zamknięty pojemnik dezynfekcyjny						
3	Uprzątnięte powierzchnie blatów/asystor – brak resztek materiałów, opakowań, używane materiały uporządkowane, blat czysty i zdezynfekowany						
4	Posegregowane odpady medyczne skażone: w czerwonym worku – rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, kubek, serweta ochronna, ochraniacz na zagłówek, wkład do spluwaczki, końcówka ślinociągu, użyte chusteczki dezynfekcyjne, wałki ligniny, kalka zgryzowa, tacka jednorazowa						
5	Posegregowane odpady medyczne pozostałe: w niebieskim worku – opakowania papierowo foliowe						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Sporządzenie płynu dezynfekcyjnego*Uwaga – zdający zasygnalizuje gotowość do oceny przez podniesienie ręki*

1	Przed przystąpieniem do przygotowania roztworu zdający założył strój ochronny (fartuch foliowy, maskę, okulary lub przyłbicę, rękawice winylowe)						
2	Stosował miarki przy sporządzaniu roztworu do dezynfekcji narzędzi						
3	Połączył składniki płynu w kolejności: 1990 ml wody, 10 ml koncentratu						
4	Zamieszał składniki roztworu						
5	Zamknął szczelnie pojemnik dezynfekcyjny						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis