

# EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

## Rok 2021

### ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**  
 Oznaczenie arkusza: **Z.15-01-21.01-SG**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.15**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2012**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka   –

Kod egzaminatora

Data egzaminu        
*Dzień    Miesiąc    Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił**Rezultat 1: Stanowisko asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty przygotowane do pracy***Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.**Egzaminator ocenia przed przystąpieniem do oceny przebiegu 2.*

Na indywidualnym stanowisku pracy/asystorze znajdują się:

1	środki ochrony indywidualnej dla asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty: co najmniej 2 pary rękawiczek jednorazowych, 2 przyłbice/2 pary okularów ochronnych/1 przyłbica i 1 okulary ochronne i 2 maseczki ochronne								
2	środki ochrony indywidualnej pacjenta: jednorazowa serweta, pokrowiec na zagłówek fotela, wkład do miski spluwaczki, jednorazowy kubek, końcówka do ślinociągu								
3	na tacce jednorazowej: lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna, nakładacz								
4	kątnica turbinowa i wiertło - diamentowy stożek na turbinę								
5	bloczek papierowy do mieszania, plastikowa szpatułka do cementów, cement glassjonomerowy Ketac Cem Radiopaque								

**Rezultat 2: Metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do dużych narzędzi**

Wpisane:

1	<b>nazwa preparatu:</b> Aniosyme DD1 <b>stężenie:</b> 0,5%								
2	<b>czas ekspozycji:</b> 5 minut								
3	<b>data i godzina sporządzenia:</b> data egzaminu, przykładowa godzina								
4	<b>ilość wody:</b> 1990 ml lub 1990 <b>ilość koncentratu:</b> 10 ml lub 10								

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3: Dokumentacja medyczna***Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*

Wpisane:

**KARTA PACJENTA**

1	<b>data:</b> data egzaminu <b>zęb:</b> 25						
2	<b>rozpoznanie:</b> Odłamanie ścianki policzkowej zęba, zęb przeleczoney kanałowo						
3	<b>wykonane zabiegi, badania dodatkowe, zalecenia i inne:</b> Zacementowanie korony/korony porcelanowej na podbudowie metalowej materiałem/cementem glassjonomerowym Ketac Cem Radipaque						
4	<b>podpis, asystentka stom.:</b> Antonina Fokus						

**DIAGRAM ZĘBOWY**

5	<b>szczęka:</b> zęby 18, 11 – W						
6	<b>szczęka:</b> zęby 21, 23 – K						
7	<b>szczęka:</b> zęby 26, 28 – przekreślone lub nad/pod zębami znak –						
8	<b>żuchwa:</b> bezzębnie (zęby od 38 do 48) przekreślone lub nad/pod zębami znak –						

**Rezultat 4: Metryczki na odpady medyczne**

Wpisane:

1	<b>Metryczka na odpady medyczne zakaźne i Metryczka na odpady medyczne inne niż niebezpieczne:</b> Poradnia Protetyki Stomatologicznej DANIELDENT Data egzaminu i godzina otwarcia oraz zamknięcia worka w trakcie trwania egzaminu (rzeczywista)						
2	<b>Metryczka na odpady medyczne zakaźne i Metryczka na odpady medyczne inne niż niebezpieczne:</b> Regon 276760700 Nr księgi rejestrowej 0000012346 Wojewoda Śląski						
3	<b>Metryczka na odpady medyczne zakaźne:</b> Kod odpadów: 18 01 03						
4	<b>Metryczka na odpady medyczne inne niż niebezpieczne:</b> Kod odpadów: 18 01 04						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 5: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu**

1	Czerwony worek zawiera: rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, jednorazową serwetę, pokrowiec na zagłówek fotela, wkład do miski spluwaczki, jednorazowy kubek, końcówkę do ślinociągu, tackę stomatologiczną jednorazową						
2	Niebieski worek zawiera: opakowania papierowo-foliowe po narzędziach						
3	Błaty czyste tak, by nie było na nich resztek cementu, rozlanej wody						
4	Pakiety z narzędziami ułożone na stanowisku egzaminacyjnym						

**Przebieg 1. Przygotowanie roztworu preparatu dezynfekcyjnego i gotowego płynu do dezynfekcji do narzędzi obrotowych***Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki*

Zdający:

1	przed przystąpieniem do przygotowania roztworu środka dezynfekcyjnego umył higienicznie ręce						
2	sporządził roztwór ubrany w fartuch foliowy, okulary ochronne/przyłbicę i maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe/gumowe						
3	wlał do wanienki dezynfekcyjnej wodę, a następnie miarką odmierzył koncentrat preparatu dezynfekcyjnego						
4	zamieszał roztwór						
5	nalął gotowy płyn dezynfekcyjny do pojemnika na narzędzia obrotowe						
6	zakrył wanienkę i pojemnik pokrywą						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 2: Przygotowanie cementu glassjonomerowego Ketac Cem Radipaque***Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki*

Zdający:

1	przed przystąpieniem do pracy umył i zdezynfekował ręce								
2	sporządził cement glassjonomerowy w rękawiczkach jednorazowych, okularach ochronnych/przyłbicy i maseczce ochronnej								
3	wstrząsnął butelką z proszkiem cementu przed odmierzeniem proszku								
4	miarękę z proszkiem przeciągnął po plastikowej nakładce w otworze butelki, nie ugniatał proszku cementu								
5	podczas dozowania płynu cementu butelkę trzymał w pozycji pionowej								
6	proszek i płyn odmierzył obok siebie na bloczku papierowym do mieszania								
7	zamknął butelki z proszkiem i płynem cementu bezpośrednio po pobraniu porcji								
8	wprowadzał proszek do płynu								
9	uzyskał jednorodną masę cementu o konsystencji gęstej śmietany								

Numer  
stanowiska


**Przebieg 3: Przygotowania narzędzi do sterylizacji***Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.*

Zdający:

1	przed przystąpieniem do pracy umył ręce, założył fartuch foliowy, dowolne rękawiczki jednorazowe lub gospodarcze, maseczkę jednorazową, okulary/przyłbicę						
2	wyjął narzędzia z wanienek dezynfekcyjnych						
3	umył narzędzia pojedynczo pod bieżącą wodą						
4	wypłukał narzędzia wodą demineralizowaną, osuszył ręcznikiem papierowym						
5	umieścił narzędzia w opakowaniach papierowo-foliowych (zestaw diagnostyczny w jednym pakiecie, pozostałe narzędzia pojedynczo), w każdym pakiecie umieścił wskaźnik chemiczny do kontroli procesu sterylizacji						
6	zdezynfekował kątnicę turbinową, przemył wodą demineralizowaną, naoliwił, umieścił w opakowaniu papierowo-foliowym wraz z wskaźnikiem chemicznym do kontroli procesu sterylizacji						
7	opisał pakiety (na wolnych „skrzydełkach” poza zgrzewem) - data sterylizacji, Antonina Fokus						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*