

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.17**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.17-01-17.06

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Na otrzymanym modelu roboczym wykonaj górną protezę dziecięcą w fazie wosku zgodnie z zaleceniami lekarza zawartymi w Karcie laboratoryjnej i treścią zadania.

Dobierz właściwy drut do wykonania klamer grotowych.

Po dogięciu klamer zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki gotowość do ich oceny.


Zamocuj klamry na wcześniej uplastycznionej i dopasowanej płycie woskowej.

Ustaw zęby zgodnie z zasadami i zaleceniami lekarza.

Wymodeluj płytę protezy zgodnie z uwagami zawartymi w Karcie laboratoryjnej.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.

KARTA LABORATORYJNA																						
NAZWISKO I IMIĘ	Nowak Milena																					
ADRES	ul. Prosta 14 42-400 Zawiercie																					
WIEK PACJENTA	5 lat																					
RODZAJ PRACY	Górna proteza częściowa																					
PROJEKT PRACY	STAN UŻĘBIENIA																					
	<table border="1"> <tr> <td>55</td><td>54</td><td>53</td><td>52</td><td>51</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td> </tr> <tr> <td>85</td><td>84</td><td>83</td><td>82</td><td>81</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td> </tr> </table>		55	54	53	52	51	61	62	63	64	65	85	84	83	82	81	71	72	73	74	75
55	54	53	52	51	61	62	63	64	65													
85	84	83	82	81	71	72	73	74	75													
PLAN LECZENIA																						
DATA	POSTĘPOWANIE KLINICZNE	POSTĘPOWANIE LABORATORYJNE																				
26.06.2017 r.	pobranie wycisków	odlanie modeli roboczych																				
5.07.2017 r.	oddanie pracy pacjentowi	wykonanie górnej protezy częściowej																				
Uwagi: – płytę protezy dobrze dopasować do podłoża i wklinać w przestrzenie między zębami, – płytę na podniebieniu wymodelować do połowy wysokości zębów zachowanych, – klamry proszę dogiąć tak, aby nie podnosiły wysokości zwarcia, – zęby ustawić z zachowaniem szpar, – zachodzenie zębów górnych na dolne powinno być minimalne. <i>Jan Kowalski</i> /podpis lekarza/																						

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- dogięte klamry grotowe od strony podniebiennej,
- dogięte klamry grotowe od strony przedsionkowej,
- ustawione zęby,
- wymodelowana woskowa płyta protezy

oraz

przebieg wykonania protezy dziecięcej w fazie wosku.