

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitezy twarzy**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.17**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.17-01-18.06

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2018

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wytnij segment modelu dzielonego używając przecinarki/piły elektrycznej. Umocuj modele w artykulatorze. Następnie wymodeluj woskowy wzorec wkładu koronowego zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa zawartymi w Zleceniu do pracowni protetycznej oraz technologią wykonawstwa protez stałych (wkład powinien się zdejmować z modelu).

UWAGA – Gotowość skorzystania z urządzenia do segmentacji zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie kartki A4 z informacją „Zgłaszam gotowość do skorzystania z urządzenia”.

Umocowane w artykulatorze modele wraz z woskowym wkładem pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonuj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.

Braniewo, dn. 12.03.2018 r.

Klinika stomatologiczna ART-DENT

ul. Słowackiego 4

14-500 Braniewo

ZLECENIE DO PRACOWNI PROTETYCZNEJ

NR 32/2018

Nazwisko i imię (pacjenta):

Kurek Jolanta

Adres:

ul. Wolności 5/4, 14-500 Braniewo

PESEL:

63022213728

Strona prawa	górá	projekt			W														projekt	górá	Strona lewa
			8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8			
		stan			C														stan		
	dól	stan																	stan	dól	
			8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8			
		projekt																			

Legenda: -- brak zęba C – próchnica W – wkład K – korona

Opis projektowanej pracy:

Wkład koronowy metalowy lany na zqb 16.

Uwagi:

Proszę umocować modele w artykulatorze w maksymalnym zaguzkowaniu.

Proszę obrysować zasięg wkładu koronowego.

Termin wykonania pracy: **10.07.2018 r.**

dr Jan Drzewiecki

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- Modele - roboczy oraz przeciwstawny - umocowane w artykulatorze,
- wycięty segment modelu dzielonego oraz woskowy wzorzec wkładu koronowego na zębie 16

oraz

przebieg wycięcia segmentu modelu dzielonego i przygotowania powierzchni modeli do mocowania w artykulatorze, mocowania modeli w artykulatorze (przygotowania masy gipsowej i mocowania modeli), wykonania woskowego wzorca wkładu koronowego.